



Electrocardiograph 12 Chanel

HEC-12CH

Ergonomic Design

Dengan desain ergonomis yang cerdas dan ukuran yang kompak, HEC-12CH memiliki adaptabilitas yang luar biasa yang dapat sesuai dengan berbagai skenario penggunaan.

Pengukuran

- » Used to measure / collect / display / record patients ECG signals for clinical diagnosis
- » Cardiovascular Medicine / Emergency Department/ ward / Nursing Home / Rehabilitation Center / Army.



Spesifikasi Umum

- » Layar sentuh
- » Tampilan utama dengan resolusi tinggi 9,7 inch

Fitur

- » Mode Sampling : Realtime / Pre-sampling / Triggered sampling / Pediatric Sampling
- » Mode Perekam : Manual / Auto / Rhythm
- » Alarm: Electrode Disconnection / Recorder Unavailable / Tachycardia and Bradycardia / Low Power
- » Built-in print layout: 3x4, 3x4+1, 3x4+3, 6x2, 6x2+1, 12x1, 6x2+3
- » Format Penyimpanan Laporan : ZQECG, PDF, JPG, PNG, XML, HL7, DICOM WAVEFORM, DICOM-IMAGE, DICOM-PDF, GDT
- » Support PACE Detection
- » Freezing: Pembekuan Gelombang Maksimum 60 Detik dan fungsi untuk Review
- » Penyimpanan: ≥5000 Laporan

Masukan & Keluaran Sistem

- » Konektor kabel
- » Konektor SD
- » Konektor USB
- » Konektor LAN
- » Konektor AC power

Paket Standar

- » Kabel Pasien 12-lead
- » Elektroda Dada- Adult
- » Elektroda Tungkai- Adult
- » Kabel Power
- » Thermal Recording Paper (Z-Fold type) 210mm x140mm x20m
- » Kabel Grounding
- » Baterai Lithium

Ukuran & Berat

- » Dimensi : 285mm x 360mm x 94mm
- » Berat: 3,7kg.



PT. GOLDEN GLOBE MEDICA
providing a better and reliable solution

Head Office

Sentra Industri Terpadu Blok E2 No. 25, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara 14470
Jakarta - Indonesia

Telp : +62 21 5698 2721 | +62 21 5698 3275
Fax : +62 21 5698 2720 | +62 21 5698 3276

Telp : +62 21 350 3011
Fax : +62 21 350 2667

Representative Office

● Yogyakarta
Sanggrahan No. 037 RT/RW.08/09 Banyuraden Gamping, Sleman
Yogyakarta 55293
Telp/ Fax : +62 274 530 4195

